



# Maskerinstellingen voor de System One-weerstands- regeling – **NL**

De tabel laat alleen de instellingen van de System One-weerstands-regeling zien voor neusmaskers, maskers met neuskussentjes en maskers voor het hele gezicht van Philips Respironics.

## Neusmaskers

Model	Maat	System One-instelling
ComfortGel Blue/ Profile Lite 2	Alle maten	X1
DreamWear Under the Nose	Alle maten	X1
DreamWisp Nasal Mask	Alle maten	X1
EasyLife	Alle maten	X1
Pico	Alle maten	X1
Therapiemasker 3100 NC	Alle maten	X2
TrueBlue	Alle maten	X1
Wisp	Alle maten	X1
Wisp voor kinderen	Alle maten	X1

## Maskers voor het hele gezicht

Model	Maat	System One-instelling
Amara gel	Alle maten	X1
Amara silicone	Alle maten	X1
Amara View	Alle maten	X1
ComfortGel Blue Full	Alle maten	X1
ComfortFull 2	Alle maten	X1
DreamWear Full	Alle maten	X1

## Neusmaskers met neuskussentjes

Model	Maat	System One-instelling
DreamWear- neuskussentjes	L	X1
	S, M	X2
DreamWear siliconen kussentjes	Alle maten	X1
Nuance	Neuskussentjes – alle maten	X2
Nuance Pro	Neuskussentjes – alle maten	X2
OptiLife	Neuskussentjes – zeer klein	X3
	Neuskussentjes – klein	X4
	Neuskussentjes – medium	X2
	Neuskussentjes – groot	X1
	Opvangkussen – alle maten	X1
Therapiemasker 3100 SP	XS, S	X3
	M, MW, L	X2